

Calibration du détecteur de gaz Gasalert MicroClip (180 jours)

- À l'ouverture du détecteur de gaz, après avoir affiché "TEST OK" une alerte apparaîtra "TEST CE JOUR" (S'il indique autre chose que TEST OK c'est qu'une pastille est endommagée Ex: O2 ERROR)
- Simplement appuyer une fois sur le bouton principal
- Un deuxième message apparaîtra (Voir image ci-dessous)



- Simplement appuyer une deuxième fois sur le bouton principal
- Un troisième message apparaîtra (Voir image ci-dessous)



- Connecter la bonbonne Calgaz sur le détecteur et ouvrir le régulateur
- Un "BIP" devrait se faire entendre et une petite bonbonne apparaîtra à l'écran
- Attendre 2-3 minutes jusqu'à ce que une alerte d'urgence se fasse entendre du détecteur
- Fermer le régulateur et déconnecter la bonbonne
- Si tout est réussi une fenêtre indiquée "Calibration 180 jours" apparaîtra.

Jonathan carrier 17 Avril 2020